

DOS 60/30

Pompa dozująca

do dozowania płynnych, neutralnych/alkalicznych mediów.



- Do dozowania detergentu w płynie
- Do dozowania chemicznego środka dezynfekującego
- Do późniejszej zabudowy przez serwis Miele

EAN: 4002512417532 / Numer materiału: 05267420 / Stary numer materiału: 69225003D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
System dozujący	•
Cechy produktu	
Wydajność pompowania w ml/60 s	120
Długość lancy ssącej w mm	333
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	430
Ciężar netto w kg	1,70
Ciężar brutto w kg	1,95