

E 730
Wkład
do optymalnego umieszczenia 20 butów operacyjnych.



EAN: 4002512423120 / Numer materiału: 05271020 / Stary numer materiału: 69573001D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Ładowność	
Obuwie operacyjne [ilość]	20
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	290
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	470
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	420
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	600
Ciężar netto w kg	8,70
Ciężar brutto w kg	10,00