

E 489

Uchwyt uniwersalny

do umieszczenia różnego ładunku, np. wkładek do butów operacyjnych.



- Uchwyt pasuje do wkładu E 484

EAN: 4002512431835 / Numer materiału: 05337120 /

Stary numer materiału: 69548901D

Przynależność produktowa

Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne

•

Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne

•

Kompat. z innymi produktami

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8528

•

PG 8535

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Kategoria urządzeń

Wkład na obuwiu operacyjne

•

Cechy produktu

Materiał

Stal szlachetna

Kolor

Stal szlachetna

Obszar zastosowania

Przygotowywanie obuwiu operacyjnego

•

Standardowe przyłącze elektryczne

Ilość faz

0

Napięcie w V

0-0

Częstotliwość w Hz

0-0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

0,00-0,00

Zabezpieczenie w A

0-0

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

60

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

464

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

10

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

35

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

130

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

470

Ciężar netto w kg

0,12

Ciężar brutto w kg

0,23