

E 984

Wkład

do umieszczenia różnych utensyliów.



- Do wyposażenia w różne mocowania

EAN: 4002512431323 / Numer materiału: 05337750 / Stary numer materiału: 69598401D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria produktowa	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	371
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	150
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	572
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	390
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	160
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	590
Ciężar netto w kg	2,95
Ciężar brutto w kg	3,30