

E 985

Uchwyt

do optymalnego umieszczenia 2 szalek nerkowych.



- Do zastosowania we wkładzie E 984

EAN: 4002512431330 / Numer materiału: 05337760 / Stary numer materiału: 69598501D

Przynależność produktu	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8528	•
Kategoria produktowa	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie tackek nerkowych	•
Zdolności produkcyjne	
Tacki nerkowe [ilość]	2
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	505
Ciężar netto w kg	0,23
Ciężar brutto w kg	0,43