

E 986

Uchwyt

do optymalnego umieszczenia 5 misek.



- Do zastosowania we wkładzie E 984

EAN: 4002512431347 / Numer materiału: 05337770 /

Stary numer materiału: 69598601D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie misek	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ładowość	
Miski [ilość]	1
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	25
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	435
Ciężar netto w kg	0,19
Ciężar brutto w kg	0,36