

E 986

Uchwyt

do optymalnego umieszczenia 5 misek.



- Do zastosowania we wkładzie E 984

EAN: 4002512431347 / Numer materiału: 05337770 / Stary numer materiału: 69598601D

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie misek	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Miski [ilość]	1
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	25
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	435
Ciężar netto w kg	0,19
Ciężar brutto w kg	0,36