


E 989

Uchwyt uniwersalny  
dla np. 8 wkładek do obuwia operacyjnego.



- Do zastosowania we wkładzie E 984

EAN: 4002512431828 / Numer materiału: 05376740 / Stary numer materiału: 69598901D

<b>Przynależność produktu</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8528	•
<b>Kategoria produktowa</b>	
Inny wkład	•
<b>Właściwości produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
<b>Zdolności produkcyjne</b>	
Wkładki [ilość]	8
<b>Standardowe przyłącze elektr.</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	20
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	415
Ciężar netto w kg	0,10
Ciężar brutto w kg	0,26