

DGGL 4

Pojemnik perforowany

Do wszystkich urządzeń do gotowania na parze DG oprócz DG 7000.

EAN: 4002512445009 / Numer materiału: 05379570 / Stary numer materiału: 22996087D



- Do gotowania warzyw, ryb, mięsa i ziemniaków bez wody
- Idealne do rozmrażania zamrożonych produktów spożywczych
- Pojemność: 4,0 l, pojemność użytkowa: 3,1 l
- Wymiary zewnętrzne szer. x głęb. x wys.: 325 x 265 x 60 mm
- Profesjonalne akcesoria z europejskiej produkcji