

E 520

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi kanałowych.



- Dla 17 narzędzi kanałowych
- Rozkładane
- Do sterylizacji parą przy 121 °C/134 °C

EAN: 4002512472524 / Numer materiału: 05409080 /

Stary numer materiału: 68552001D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Termodezynfektory	•
Termodezynfektory wielkokomorowe, stomatologia	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Inny wkład	•
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
<b>Ładowność</b>	
Narzędzia kanałowe [ilość]	17
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	45
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,10