

E 520

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi kanałowych.



- Dla 17 narzędzi kanałowych
- Rozkładane
- Do sterylizacji parą przy 121 °C/134 °C

EAN: 4002512472524 / Numer materiału: 05409080 / Stary numer materiału: 68552001D

Przynależność produktu	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Kategoria produktowa	
Inny wkład	•
Właściwości produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Biały
Zdolności produkcyjne	
Narzędzia kanałowe [ilość]	17
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	45
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	110
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,10