


E 747

Moduł

do optymalnego umieszczenia np. rurek wirówki, fiolek i probówek.

EAN: 4002512591218 / Numer materiału: 05464630 / Stary numer materiału: 69574701D



- 104 dysze dla rurek wirówki, fiolek, probówek itd.
- 104 dysze 2,5 x 110 mm

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na probówki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Ładowność	
Probówki [ilość]	104
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	168
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	492
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	496
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	810
Ciężar netto w kg	38,00
Ciężar brutto w kg	44,00