


E 746

Moduł

do optymalnego umieszczenia do 23 pipet.



- Dla 23 pipet w układzie diagonalnym
- 10 pipet do 560 mm i 13 pipet do 490 mm
- Odstęp prętów poprzeczek podtrzymujących 20 ew. 26 mm

EAN: 4002512591195 / Numer materiału: 05555280 / Stary numer materiału: 69574601D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na pipety	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Ładowość	
Pipety [ilość]	23
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	330
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	492
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	496
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	400
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	590
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	24,60
Ciężar brutto w kg	25,00