

E 469

Tuleja płucząca

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC z urologii, długość 300 mm, Ø 11 mm.



- Kapturek, otwór Ø 6 mm
- Z opaską mocującą

EAN: 4002512598446 / Numer materiału: 05563950 / Stary numer materiału: 69546901D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria produktowa	
Tuleja płucząca	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	300
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	145
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	265
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	155
Średnica w mm	6
Ciężar netto w kg	0,05
Ciężar brutto w kg	0,05