

## DOS-G2

Obudowa pompy ze stali szlachetnej  
z miejscem na maksymalnie 3 pompy P2 do dozowania mediów płynnych.



- 12-polowa listwa zaciskowa dla łatwego podłączenia

EAN: 4002512614870 / Numer materiału: 05572530 /  
Stary numer materiału: 59170079D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Pralnice	•
<b>Przynależność urządzeń/wyposażenia</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
System dozujący	•
<b>Cechy produktu</b>	
Przylącze elektryczne	OHNE
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	185

DOS-G2

Obudowa pompy ze stali szlachetnej

z miejscem na maksymalnie 3 pompy P2 do dozowania mediów płynnych.



EAN: 4002512614870 / Numer materiału: 05572530 /  
Stary numer materiału: 59170079D

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto [kg]	2,30
Ciężar brutto w kg	2,50