


E 523

Wkład

do optymalnego umieszczenia 6 pojemników siatkowych.



- 7 podpórek (6 przegródek), wys. 145, odstęp 50 mm

EAN: 4002513199116 / Numer materiału: 05649700 / Stary numer materiału: 69552301D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8591	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki/tace	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Ilość przegródek	6
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	151
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	450
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	195
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	240
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	495
Ciężar netto w kg	1,40
Ciężar brutto w kg	1,65