

E 476  
Gniazdo  
dla mikronarzędzi o  $\varnothing$  4-8 mm.



- Do sit o wielkości oczek 5 mm
- 50 sztuk w torebce

EAN: 4002513239454 / Numer materiału: 05692400 / Stary numer materiału: 69747601D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Gniazdo	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	12
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	80
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	120
Ciężar netto w kg	0,07
Ciężar brutto w kg	0,08