

ML/2

Listwa magnetyczna

dla automatycznego rozpoznawania wózka/kontroli ramion spryskujących.



- ML/2 jest warunkiem korzystania z kontroli ramion spryskujących
- 5 magnesów, w różnych kombinacjach
- 15 możliwych kombinacji

EAN: 4002513274158 / Numer materiału: 05723270 / Stary numer materiału: 69745703D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Listwa magnetyczna dla automatycznego wykrywania wózka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	9
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	25
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	275
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	205
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	315
Ciężar netto w kg	0,17
Ciężar brutto w kg	0,32