

DOS G 10

Moduł dozujący dla kanistrów 5-10-litrowych
do automatycznego dozowania środków płynnych, ze wskazaniem stanu opróżnienia.

EAN: 4002513283259 / Numer materiału: 05729360 / Stary numer materiału: 69747006D



- Do dozowania nabyliczaczka
- Lanca ssąca 10 mm dla kanistrów 5-10 l
- Zestaw z lancą ssącą dla kanistrów 10-30 l dostępny w serwisie
- Dozowanie do 10 ml/60 sekund

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
Kategoria produktowa	
System dozujący	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	1
Przewód zerowy	N
AC/DC	AC
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50-60
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,02
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	118
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	235
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	115
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	310
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	420
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	250
Ciężar netto w kg	2,42
Ciężar brutto w kg	2,81