

DE-CS7-78

Pokrywa urządzenia

do przykrycia urządzenia od góry, 70 cm głębokości, 90 cm szerokości.



EAN: 4002513297560 / Numer materiału: 05744740 / Stary numer materiału: 69216009D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
Kategoria produktowa	
Pokrywka	•
Właściwości produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektr.	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	0
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	900
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	50
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	820
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1010
Ciężar netto w kg	6,80
Ciężar brutto w kg	8,60