

A 19

Pokrywka

do unieruchomienia wrażliwego ładunku.



- Blacha perforowana 7 x 7 x 3 mm
- Dla wkładu E 969

EAN: 4002513298758 / Numer materiału: 05746210 / Stary numer materiału: 69796901D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	18
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	251
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	351
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	70
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	275
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	515
Ciężar netto w kg	0,55
Ciężar brutto w kg	0,70