


E 969

Wkład

do umieszczenia różnych utensyliów.



- Blacha perforowana 7 x 7 x 3 mm
- Do zastosowania dla E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 z E 945*

* W E 941 tylko w kombinacji z E 945.

EAN: 4002513298765 / Numer materiału: 05746240 / Stary numer materiału: 69596901D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na zlewki	•
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	122
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	363
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	533
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	165
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	535
Ciężar netto w kg	1,33
Ciężar brutto w kg	2,23