

E 131/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia 5 szalek siatkowych i nerkowych.



- Dla 5 szalek siatkowych lub nerkowych
- Na wyposażeniu 6 uchwytów, wysokość: 160 mm mm, odstęp: 80 mm mm

EAN: 4002513317336 / Numer materiału: 05771030 / Stary numer materiału: 69513102D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na tace siatkowe	•
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Rozstaw prętów w mm	80
Wysokość prętów w mm	160
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
<b>Ładowność</b>	
Tacki nerkowe [ilość]	5
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	168
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	180
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	495
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	185
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	200
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	0,61
Ciężar brutto w kg	0,90