

E 492

Wkład

do optymalnego umieszczenia szalek nerkowych.



- 9 uchwytów, wysokość: 86 mm mm, odstęp: 49 mm mm
- Do zastosowania w koszu dolnym

EAN: 4002513317343 / Numer materiału: 05771140 / Stary numer materiału: 69549201D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na tacki nerkowe/miski	•
Inny wkład	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Rozstaw prętów w mm	49
Wysokość prętów w mm	86
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie tackek nerkowych	•
Ładowność	
Tacki nerkowe [ilość]	9
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	120
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	256
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	474
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	480
Ciężar netto w kg	1,06
Ciężar brutto w kg	1,31