

E 710/1

Wózek

do optymalnego umieszczenia 4 kontenerków DIN wraz z pokrywkami.



- Wielkość kontenera: 150 x 300 x 600 mm
- Wielkość pokrywy: 30 x 300 x 600 mm
- Listwa magnetyczna dla autom. rozpoznaw. wózka (bez magnesów ML)

EAN: 4002513369199 / Numer materiału: 05848260 / Stary numer materiału: 69571002D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do kontenerów	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie kontenerów	•
Ładowność	
Kontenery DIN wysokość 15 cm [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	450
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	740
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	29,00
Ciężar brutto w kg	38,00
Dołączone opakowanie	
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (bez magnesów) [ilość]	1