


E 965

Wkład

do optymalnego umieszczenia zlewek 250 - 600 ml.



- Na wypos. 15 x 3 pręty podtrzymujące dla zlewek do 250 – 600 ml

EAN: 4002513369229 / Numer materiału: 05848290 /

Stary numer materiału: 69596501D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na zlewki	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Ładowność	
Zlewki szklane [liczba]	98
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	173
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	357
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	522
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	2,07
Ciężar brutto w kg	2,86