


E 963

Wkład

do optymalnego umieszczenia zlewek do 250 ml.



- Na wyposażeniu 33 x 3 pręty podtrzymujące dla zlewek do 250 ml

EAN: 4002513369236 / Numer materiału: 05848300 / Stary numer materiału: 69596301D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8527	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład/moduł na zlewki	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowność</b>	
Zlewki szklane [liczba]	98
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	155
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	357
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	522
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	285
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	1,58
Ciężar brutto w kg	1,70