


E 742

Moduł

do optymalnego umieszczenia różnego ładunku.



- Do zastosowania w wózku E 741/1

EAN: 4002513369854 / Numer materiału: 05848320 / Stary numer materiału: 69574201D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Inny wkład/inny moduł	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	83
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	220
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	458
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	90
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	225
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	465
Ciężar netto w kg	0,49
Ciężar brutto w kg	0,69