

U 168/1

Kosz dolny

do idealnego umieszczenia butów operacyjnych.



- Dla 20 par obuwia operacyjnego do rozmiaru 45
- 20 uchwytów 295 mm mm
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002513390940 / Numer materiału: 05878590 / Stary numer materiału: 69116803D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Kosz dolny	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wysokość prętów w mm	295
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Ładowość	
Obuwie operacyjne [ilość]	20
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	315
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	545
Ciężar netto w kg	3,20
Ciężar brutto w kg	5,20