

U 168/1

Kosz dolny

do idealnego umieszczenia butów operacyjnych.



- Dla 20 par obuwia operacyjnego do rozmiaru 45
- 20 uchwytów 295 mm mm
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002513390940 / Numer materiału: 05878590 / Stary numer materiału: 69116803D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Wkład na obuwie operacyjne	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Wysokość prętów w mm	295
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
<b>Ładowość</b>	
Obuwie operacyjne [ilość]	20
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	315
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	320
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	545
Ciężar netto w kg	3,20
Ciężar brutto w kg	5,20