

O 177/1

Kosz górny

do optymalnego czyszczenia 26 dysz i umieszczenia różnych wkładów.



- Prawa strona do umieszczenia różnych wkładów
- Lewa strona z 26 dyszami i 7 lejkami dołożonymi luzem
- Z regulowaną na wysokość kratką podtrzymującą
- Wysokość załadunku 230/205 mm
- Regulacja wysokości: – 20 / – 40 mm

EAN: 4002513412413 / Numer materiału: 05913050 / Stary numer materiału: 69117702D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Termodezyniektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Laweta/nośnik kosza	•
Kosz górny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
<b>Ładowość</b>	
Narzędzia transmisyjne [ilość]	11
Narzędzia z pustką [ilość]	22
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	263
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	498
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	455
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	280
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	545
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	560
Ciężar netto w kg	3,70
Ciężar brutto w kg	4,52