

E 441/1

Wkład

do optymalnego umieszczenia narzędzi mikro.



- Wielkość oczek na dnie wynosi 1,7 mm
- Boki są zamknięte, do ustawiania na sobie
- Podział wewnętrzny za pomocą 6 przestawianych poprzeczek
- Do sterylizacji parą przy 121 °C/134 °C

EAN: 4002513460476 / Numer materiału: 05988240 / Stary numer materiału: 69544102D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na narzędzia minimalnie inwazyjne	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	60
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	183
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	284
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	210
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	315
Ciężar netto w kg	0,77
Ciężar brutto w kg	0,92