

FP 20

Płytką filtrującą

dla przygotowywania prostnic i kątnic przy zastosowaniu AUF 1/AUF 2.



- Do uniknięcia blokowania przez drobinki
- Porowatość 2
- 20 płytek filtracyjnych na jednostkę opakowaniową

EAN: 4002513505498 / Numer materiału: 06059480 / Stary numer materiału: 69751201D

Przynależność produktowa	
Termodezynfektory	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Cechy produktu	
Kolor	Biały
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	30
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	28
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	125
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	167
Średnica w mm	30
Ciężar netto w kg	0,06
Ciężar brutto w kg	0,10