


E 450/1

Wózek

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC.



- 42 możliwości umieszczenia na 2 poziomach
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Możliwości umieszczenia: E 451, E 457, E 460, E 473, E 444
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002513505504 / Numer materiału: 06059490 / Stary numer materiału: 69545003D


Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi MIC	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Ładowność	
Narzędzia z pustką [ilość]	42
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	502
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	500
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	530
Ciężar netto w kg	9,50
Ciężar brutto w kg	11,06
Dołączone opakowanie	
E 336 tuleja płucząca MIBO, Ø 11 mm, długość 121 mm [ilość]	3
E 362 śruba zaślepiająca [ilość]	2
E 442 tuleja płucząca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 6 mm [ilość]	15
E 443 tuleja płucząca, Ø 11 mm, długość 121 mm, z kapturkiem Ø 10 mm [ilość]	5
E 445 – 12 kapturków dla tulei płuczących E 442, otwór Ø 6 mm [ilość]	1
E 446 – 12 kapturków dla tulei płuczących E 443, otwór Ø 10 mm [ilość]	1
E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]	3
E 448 wąż silikonowy z żeńskim adapterem luer-lock [ilość]	6
E 449 adapter męski, dla żeńskiego złącza luer-lock [ilość]	5
E 451 wkład 1/6 taca siatkowa [ilość]	1
E 452 dysza iniekcyjna 2,5 x 60 mm [ilość]	3
E 453 dysza iniekcyjna 4 x 110 mm z klamrą podtrzymującą [ilość]	8
E 454 dysza iniekcyjna dla tulei trokarów 10–15 mm [ilość]	6

E 450/1

Wózek

do optymalnego umieszczenia narzędzi MIC.

EAN: 4002513505504 / Numer materiału: 06059490 / Stary numer materiału: 69545003D



E 456 sprężyna otwierająca dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	4
E 464 gniazdo dla dyszy iniekcyjnej E 454 [ilość]	3
E 472 sprężyna zaciskowa dla dysz iniekcyjnych Ø 4 mm [ilość]	2