


E 902/1

Wózek

do umieszczenia do 3 operacyjnych zestawów MIC w systemie modułowym.



- Dla 6 wkładów modułowych ze zintegrowanymi dyszami/adapterami
- Górny & dolny poziom do umieszczenia dowolnych wkładów, np. E 142
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Listwa magnet. dla autom. rozpoznaw. wózka (wraz z magnesami ML)
- Równoczesne czyszczenie tac siatkowych i zestawów OP MIC

EAN: 4002513505542 / Numer materiału: 06059530 / Stary numer materiału: 69590202D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
PG 8528	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi MIC	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Ładowność	
Tace siatkowe DIN [ilość]	3
Tace siatkowe SPRI [ilość]	1
Zestawy minimalnie inwazyjne [ilość]	3
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	620
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	790
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	650
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	800
Ciężar netto w kg	24,00
Ciężar brutto w kg	34,00
Dołączone opakowanie	
E 362 śruba zaślepiająca [ilość]	6
E 444 bęben na kable światłowodowe/węże ssące [ilość]	3
E 445 – 12 kapturków dla tulei płuczących E 442, otwór Ø 6 mm [ilość]	2
E 446 – 12 kapturków dla tulei płuczących E 443, otwór Ø 10 mm [ilość]	1
E 905/1 wkład modułowy dla krótkich narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	3
E 906/1 wkład modułowy dla długich narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	3
2 m wąż silikonowy Ø 5 mm	•
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (z magnesami) [ilość]	1