


A 7/1

Podkładka z blachy perforowanej
do łagodnego czyszczenia wrażliwego ładunku przez przerwanie strumienia.



- Sztancowanie 7 x 7 mm, mostek 3 mm
- Do zastosowania dla E 775/1, E 735/1 i E 701/1

EAN: 4002513531169 / Numer materiału: 06097000 / Stary numer materiału: 69500702D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Podkładka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	473
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	543
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	510
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	620
Ciężar netto w kg	1,20
Ciężar brutto w kg	1,30