


A 9/1

Podkładka z blachy perforowanej
do łagodnego czyszczenia wrażliwego ładunku przez przerwanie strumienia.



- Sztancowanie 7 x 7 mm, mostek 3 mm

EAN: 4002513531176 / Numer materiału: 06097010 / Stary numer materiału: 69500902D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8527	•
Kategoria urządzeń	
Podkładka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	773
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	573
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	10
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	870
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	590
Ciężar netto w kg	1,70
Ciężar brutto w kg	1,80