


E 745/1

Moduł

do optymalnego umieszczenia do 104 pipet.



- Dla 104 pipet do 540 mm
- Rama podtrzymująca z przegródkami 16 x 16 mm

EAN: 4002513735406 / Numer materiału: 06233580 / Stary numer materiału: 69574502D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
Kategoria urządzeń	
Wkład/moduł na pipety	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Ładowność	
Pipety [ilość]	104
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	288
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	492
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	496
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	415
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	590
Ciężar netto w kg	24,60
Ciężar brutto w kg	25,00