

MF/3

Wózki transportowe
do załadunku i rozładunku myjni dezynfektorów.



- Dla łatwej manipulacji wózkiem narzędziowym
- Technika unoszenia obsługiwana przez naciśnięcie stopą
- 2 kółka jezdne z blokadą
- Wysokość najazdowa 751 mm, +/- 100 mm

EAN: 4002513771114 / Numer materiału: 06392900 / Stary numer materiału: 69200107D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
System przechowywania/transportu	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1182
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	660
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	807
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	430
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1200
Ciężar netto w kg	34,20
Ciężar brutto w kg	52,40