

E 529

Wózek

do optymalnego umieszczenia 4-5 operacyjnych zestawów okulistycznych.



- 2 poziomy do umieszczenia tac siatkowych
- 1 poziom z 16 ew. 30 dyszami iniekcyjnymi
- Możliwość podłączenia dla E 478/1 na rurce dopływowej
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Listwa magnetyczna dla autom. rozpoznaw. wózka (bez magnesów ML)

EAN: 4002513792553 / Numer materiału: 06415950 / Stary numer materiału: 69552901D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi okulistycznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Ładowność	
Zestawy operacyjne dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	4-5
Narzędzia z pustką [ilość]	46
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	471
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	645
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	650
Ciężar netto w kg	14,00
Ciężar brutto w kg	21,00