

Set Tischfüße 100 mm  
Zestaw Nogi stołowe  
do dopasowania do optymalnej wysokości obsługi.

EAN: 4002513796582 / Numer materiału: 06424300 / Stary numer materiału: 67820024D



- Dla stołów uniwersalnych T 625 UR/UL i T 1200 UR/UL
- Dla stołów podawczych T 625 BUR/BUL i T 1200 BUR/BUL
- W zestawie 2 nogi stołowe

<b>Przynależność produktowa</b>	
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Stół/wyposażenie stołu	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	100
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	75
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	610
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	50
Ciężar netto w kg	0,75
Ciężar brutto w kg	0,98