

E 474/4

Wózek podstawowy

do optymalnego umieszczenia do 2 zestawów MIC w systemie modułowym.



- Do umieszczenia narzędzi z pustką w 3 wkładach modułowych
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Do umieszczenia: E 903, E 905, E 906, E 444, E 460, E 457, E 142
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

EAN: 4002513805536 / Numer materiału: 06439160 / Stary numer materiału: 69547405D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi MIC	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Ładowość	
Zestawy minimalnie inwazyjne [ilość]	2
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	507
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	630
Ciężar netto w kg	10,17
Ciężar brutto w kg	10,17
Dołączone opakowanie	
E 362 śruba zaślepiająca [ilość]	2
E 447 adapter żeński, dla męskiego złącza luer-lock [ilość]	3