


U 175/1

Kosz dolny

do optymalnego umieszczenia szkła z wąską szyjką.



- 33 dysze iniekcyjne
- Wysokość załadunku: 170 mm mm\*
- Tylko w połączeniu z koszem górnym O 175 / O 187 / O 184

\* W zależności od szkła laboratoryjnego maks. wysokość załadunku może być mniejsza.

EAN: 4002513805543 / Numer materiału: 06439170 / Stary numer materiału: 69117503D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Maksymalna wysokość załadunku w mm	170
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Ładowość</b>	
Szkło z wąską szyjką [ilość]	33
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	475
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	531
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	6,40
Ciężar brutto w kg	7,65
<b>Dołączone opakowanie</b>	
E 351 dysza iniekcyjna Ø 4 mm, długość 160 mm [ilość]	33
E 353 blokada dla dyszy iniekcyjnej E 351 [ilość]	33
Dysza wyplukująca dla dozownika proszku [ilość]	1