


U 184/1

Kosz dolny

do optymalnego umieszczenia rurek wirówki, fiolek i probówek.



- 96 dysz iniekcyjnych
- Tylko w połączeniu z koszem górnym O 175 / O 187 / O 184
- Wysokość załadunku: ok. 170 mm

EAN: 4002513805659 / Numer materiału: 06439180 / Stary numer materiału: 69118403D

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8536	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Kosz iniekcyjny	•
Kosz dolny	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Maksymalna wysokość załadunku w mm	170
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Reprocesowanie probówek	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	250
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	515
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	531
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	270
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	525
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	540
Ciężar netto w kg	5,00
Ciężar brutto w kg	6,00
<b>Dołączone opakowanie</b>	
ID 90, dysza iniekcyjna Ø 2,5 mm, długość 90 mm [ilość]	96