

E 436/3

Wózek

do optymalnego umieszczenia ok. 3 zestawów anestetycznych

EAN: 4002513805673 / Numer materiału: 06439240 / Stary numer materiału: 69543604D



- Dla ok. 3 zestawy anestetyczne
- 8 dysz z nakładkami spręż. dla węży oddechowych do 1,5 m dług.
- Spiralne ułożenie
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Mocowanie dla ML/2 do rozpoznawania wózka / kontroli ramion spr.

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi anestetycznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestetycznych	•
Ładowność	
Zestawy anestetyczne [ilość]	3
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	507
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	535
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	510
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	540
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	520
Ciężar netto w kg	6,60
Ciężar brutto w kg	7,00
Dołączone opakowanie	
E 430/1 taca siatkowa 1/3 [ilość]	1
E 431 dysza iniekcyjna dla mieszków, Ø 8 x 193 mm [ilość]	1
E 432 uchwyt dla karbowanych węży oddechowych [ilość]	1
E 433 uchwyt dla silikonowych węży oddechowych [ilość]	2
E 434 uchwyt dla dziecięcych węży oddechowych [ilość]	1
E 466 dysza iniekcyjna 8 x 333 mm, dla worków oddechowych [ilość]	6
E 496 dysza iniekcyjna 4 x 120 mm [ilość]	10