


E 319/3

Sito powierzchniowe

do optymalnej ochrony przed zabrudzeniami przez etykiety lub odłamki szkła.

EAN: 4002513860238 / Numer materiału: 06477070 / Stary numer materiału: 69531904D



- Sito powierzchniowe dla grubszych zabrudzeń
- Zapobiega zabrudzeniu przez etykiety ze szkła laboratoryjnego
- Zapobiega zbrudzeniu przez odłamki szkła przy stłuczeniu szkła

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8535	•
PG 8536	•
Kategoria urządzeń	
Pokrywka	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	40
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	460
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	510
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	85
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	630
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	640
Ciężar netto w kg	1,98
Ciężar brutto w kg	2,61