

E 715/1

Wózek

do umieszczenia do 4 zestawów anestezjologicznych ew. 12 węży oddechowych (1,5 m) i wyposażenia.



- Ułożenie węży oddechowych na spiralnym statywie
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Listwa magnetyczna dla autom. rozpoznaw. wózka (bez magnesów ML)

EAN: 4002513872699 / Numer materiału: 06491890 / Stary numer materiału: 69571502D

Przynależność produktowa	
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi anestezjologicznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi anestezjologicznych	•
Ładowość	
Zestawy anestezjologiczne [ilość]	4
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	645
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	640
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	680
Ciężar netto w kg	9,70
Ciężar brutto w kg	10,00
Dołączone opakowanie	
E 430/1 taca siatkowa 1/3 [ilość]	1
E 431 dysza iniekcyjna dla mieszków, Ø 8 x 193 mm [ilość]	1
E 432 uchwyt dla karbowanych węży oddechowych [ilość]	1
E 433 uchwyt dla silikonowych węży oddechowych [ilość]	3
E 434 uchwyt dla dziecięcych węży oddechowych [ilość]	1
E 466 dysza iniekcyjna 8 x 333 mm, dla worków oddechowych [ilość]	6
E 496 dysza iniekcyjna 4 x 120 mm [ilość]	15
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (bez magnesów) [ilość]	1