

E 729

Wkład

do optymalnego umieszczenia do 4-5 operacyjnych zestawów okulistycznych na 3 poziomach.



- 2 poziomy do umieszczenia 4 tac siatkowych DIN
- 1 poziom z 16 ew. 30 dyszami iniekcyjnymi
- Możliwość podłączenia dla E 478/1 na rurce dopływowej
- Z przyłączem do suszenia gorącym powietrzem
- Listwa magnetyczna dla autom. rozpoznaw. wózka (bez magnesów ML)

EAN: 4002513893274 / Numer materiału: 06517580 / Stary numer materiału: 69572901D

Przynależność produktowa	
Wielkokomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7825	•
G 7826	•
Kategoria urządzeń	
Wózek do narzędzi okulistycznych	•
Cechy produktu	
Materiał	Stal szlachetna, Tworzywo sztuczne
Kolor	Stal szlachetna, Czarny
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Ładowość	
Tace siatkowe DIN [ilość]	4
Tace siatkowe SPRI [ilość]	2
Zestawy operacyjne dla narzędzi minimalnie inwazyjnych [ilość]	4-5
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	471
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	530
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	680
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	560
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	650
Ciężar netto w kg	14,40
Ciężar brutto w kg	16,40
Dołączone opakowanie	
E 476 gniazdo [ilość]	1
E 477 odbojnik [ilość]	1
E 790 złączka luer-lock żeńska do żeńskiej [ilość]	8
E 791 złączka luer-lock żeńska do męskiej [ilość]	8
Listwa magnetyczna dla automatycznego rozpoznawania wózka (bez magnesów) [ilość]	1