

E 479

Gniazdo

dla mikronarzędzi o \varnothing do 4 mm.



- Do sit o wielkości oczek 5 mm
- 50 sztuk w torebce

EAN: 4002513918175 / Numer materiału: 06553750 / Stary numer materiału: 69747901D

Przynależność produktowa	
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Wielkocomorowe automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Kategoria urządzeń	
Gniazdo	•
Cechy produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Przezroczysty
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0-0
Częstotliwość w Hz	0-0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00-0,00
Zabezpieczenie w A	0-0
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	5
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	21
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	21
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	95
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	80
Ciężar netto w kg	0,19
Ciężar brutto w kg	0,23