


A 11/1

Wkład

do łagodnego czyszczenia wrażliwego ładunku przez przerwanie strumienia.

EAN: 4002513975680 / Numer materiału: 06629660 / Stary numer materiału: 69501102D



- Ze sztańcowaniem 7 x 7 mm
- Do stosowania w koszu górnym i dolnym
- Zalecane wykorzystanie w PG8536

<b>Przynależność produktowa</b>	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
<b>Kompat. z innymi produktami</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Kategoria urządzeń</b>	
Rama podkładowa	•
<b>Cechy produktu</b>	
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna
<b>Obszar zastosowania</b>	
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Ilość faz	0
Napięcie w V	0
Częstotliwość w Hz	0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,00
Zabezpieczenie w A	0
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	433
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	433
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	16
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	470
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	470
Ciężar netto w kg	0,80
Ciężar brutto w kg	1,00